

アーメド緑内障バルブ

[The Ahmed™ Glaucoma Valve]



アーメド緑内障バルブは、既存療法に奏効しない難治性緑内障患者に対し、眼圧下降を目的に房水を眼内から排出するために埋植して使用します。

アーメド緑内障バルブには伸縮性のあるメンブレンバルブが採用されており、房水の排出を促すと共に、メンブレンの張力が常に流量を調節しています。

アーメド緑内障バルブはチューブシャント手術に使われ、術後の速やかな眼圧下降作用と共に、低眼圧を防ぐ機能を持ちます。



特 徴

術後すぐに眼内圧を低減

過度の排水と前房の消失を防ぐ類のない非閉塞性バルブシステム

挿入しやすいテーパー状のプレート形状

フレキシブルな医療用シリコン製プレート

仕 様

モデル:FP7 [一般用]	モデル:FP8 [短眼軸長眼 (小児含む) 用]
 <p>プレート 表面積: 184.00mm²</p> <p>チューブ: 長さ: 25.00mm 内径: 0.305mm 外径: 0.635mm</p>	 <p>プレート 表面積: 96.00mm²</p> <p>チューブ: 長さ: 25.00mm 内径: 0.305mm 外径: 0.635mm</p>

ニューワールドメディカル社 (New World Medical, Inc.) は20年以上前からアームド緑内障バルブを供給し、世界中の著名な大学や眼科医とのコラボレーションを実施して新製品の開発に積極的に取り組んでいます。絶えず技術の改良と革新を重ねて緑内障患者により良い生活を提供することが、創業者 Dr. A. Mateen Ahmedの夢です。

ご使用に際して

- ・日本緑内障学会のガイドラインを遵守して下さい。
- ・添付文書にて手術に伴う合併症等を含む使用の際の注意事項をご確認下さい。
- ・適正にご使用いただく為、事前にビデオ等で本品の操作に関する技能等の確認をお願い致します。

仕様及び外観は、改良の為予告なしに変更する場合があります。

医療機器承認番号 22600BZX00170000

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18 (IROHA-JFCビル) ☎03 (3815) 2611
大 阪/〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-7 (本町スクエアビル) ☎06 (6262) 1099
URL: <http://www.japanfocus.co.jp/>

製造元 New World Medical, Inc. California, U.S.A.

総発売元

株式会社 JFCセールスプラン

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 (明治安田生命本郷ビル) ☎03 (5684) 8531 (代)
大 阪/〒06 (6271) 3341 名古屋/〒052 (261) 1931 福岡/〒092 (414) 7360
URL: <http://www.jfcsp.co.jp/>

Printed in Japan 201705 Rev.