

EAGLE Plug 1TM

イーグルプラグ ONE

The 1TM Size Solution

Simple

1サイズの為、サイズ選択が不要で非常にシンプルです。
インサーター形状や挿入方法にも変更はありません。

Reliable

30年の実績あるプラグ専門メーカーであるEagle Vision社の信頼性高いプラグです。

Familiar

フレックスプラグ・スーパーフレックスプラグ・スーパーイーグルプラグから大幅な形状変更はなく、親しみあるデザイン形状を維持しながら改良しています。

つばの下側部分を取り除きドーム形状にし、より涙点形状にフィットします。



ノーズ部が双葉形状になっています。その為挿入への抵抗が少なく小さな涙点へも容易に挿入できます。

ノーズ部のエッジをラウンド形状にして、より優しいデザインになっています。

ノーズ部の角度は全プラグの中で最も鋭角になっています。

イーグルプラグ ONE

品番	品名	長さ
3001	イーグルプラグ One	1.8