

# SuperEagle™

## スーパーイーグル

### Small·Medium·Large

3size で従来の適応サイズを  
ほぼカバーします。



ノーズ部がより鋭角な角度になり、  
容易に挿入できます。

Wide-Flexなノーズが、涙点形状にフレキシブルに  
フィットし、広いサイズに適用できます。

### NEW パッケージ



※紫のパッケージ

### スーパーイーグルプラグ 健保適用

イーグルプラグ (シリコン涙点プラグ)

承認番号: 21200BZY00283000

品番	品名	シャフト径×長さ	ノーズ直径
3130	スーパーイーグルプラグ Small	0.4×1.4	0.9
3131	スーパーイーグルプラグ Medium	0.6×1.6	1.1
3132	スーパーイーグルプラグ Large	0.8×1.7	1.4

★1箱 / 2個入りです (各1本ずつ滅菌されています)。※ガンマ滅菌です。

★本品はディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用のみで再使用はできません。

SuperEagle™

SuperEagle™

SuperEagle™

SuperEagle™