

SuperFlex™

スーパーフレックス

10種類の豊富なサイズバリエーション

0.4mm～最大 1.3mm

ノーズ部の接触面積が大きく、広くなり、より一層のフィット性を可能にします。

ノーズ部が鋭角な角度になり、容易に挿入できます。




先端部の引っかかり幅を広く設けることで、保持の安定性が増加します。

NEW パッケージ



※青のパッケージ

プラグ挿入時のフィット例



スーパーフレックス 健保適用 イーグルプラグ (シリコン涙点プラグ)

承認番号：21200BZY00283000

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3174	スーパーフレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3179	スーパーフレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9
3175	スーパーフレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3170	スーパーフレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.9
3176	スーパーフレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3171	スーパーフレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0
3177	スーパーフレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6	3172	スーパーフレックスプラグ 1.2mm	1.2×2.0
3178	スーパーフレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8	3180	スーパーフレックスプラグ 1.3mm	1.3×2.0

★1箱／2個入りです(各1本ずつ滅菌されています)。※ガンマ滅菌です。

★本品はディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用のみで再使用はできません。

SuperFlex™

SuperFlex™

SuperFlex™

SuperFlex™