

Keeler

キーラー

アプラネーショントノメータ

D-KAT

アプラネーショントノメータの
新標準

薄暗い環境でも簡単に患者の眼圧を読み取ることができます



眼圧をデジタル表示



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

キーラー

アプラネーショントノメータ D-KAT

Keeler

眼圧をLEDデジタル表示することにより、薄暗い環境下でも迅速で正確な計測が可能になりました。

スリットランプへの取付方法により、TタイプとRタイプの2種類からお選びいただけます。



見やすいLEDデジタル表示



Tタイプ

Rタイプ

仕様

キーラー デジタル Tタイプ スリットランプの顕微鏡と照明ユニットアームの光学軸上のガイドプレートに取り付け

キーラー デジタル Rタイプ スリットランプの顕微鏡部のマウントポストに取り付け

計測範囲 5～65 mmHg

測定誤差 0.49 mN又は計測値の1.5%、どちらか大きい方

動作温度範囲 10℃～35℃

ヒステリシス ≤ 0.49 mN

質量

キーラーデジタル Tタイプ 0.37 kg (付属品なし)

キーラーデジタル Rタイプ 0.58 kg (付属品なし)

モデル	商品名
2414-P-2032	キーラー アプラネーショントノメータ D-KAT Tタイプ (ガイドプレート付)
2414-P-2042	キーラー アプラネーショントノメータ D-KAT Rタイプ (取り付けポスト付)

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

認証番号： 226AGBZX00082000

製造販売元



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL 03-3815-7787

FAX 03-5802-5931

URL www.keeler-yna.co.jp

E-mail eigyo-bu@keeler-yna.co.jp

製造元

Keeler

Ophthalmic Instruments