

ハイローストレツチャー **バリュー**

0~80°まで8段階調整

水平位置で固定できるサイドレール

ガートル架の取付位置は頭部側・脚側の2ヶ所

緊急時には心肺蘇生もできる耐荷重200kg

安心確実のトータルロック・方向規制

頭部側・脚側より操作できます。

仕 様

- サイズ：約W555×L1900×H580~955mm(座面高)
- 材 質：アルミニウム合金
- 重 量：約48kg
- 耐荷重：約200kg
- キャスター：φ150mm、トータルロック
- 背上げ機構：0~80°ピンギャッチ式8段階調整
- 付属品：ガートル架、酸素ボンベ架、カゴ

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

JF03