

CLINICAL TONOMETRY

— INTRODUCING A NEW ERA

icare
ic200

アイケアic200 手持眼圧計
TA031



FUNCTIONALITY



極小のプロブは優しく角膜に接触します。
痛みはなく 麻酔薬は不要です。



個包装されたディスポーザブルプロブは
感染症や微生物汚染の心配がありません。

WIRELESS PRINTING



Icare ic200 Tonometer	
SN 1909BH001	0:08:15
1/1/2000	
Name: _____ M / F	
ID	---
Eye	= OS (Left)
Position	= -55 Degrees
IOP	= 8.8 mmHg
Quality	Excellent

※画像はイメージです
※プリンターは付属していません。
※対応プリンターについては弊社までお問い合わせください。

WITH COMFORT



プローブの直径はわずか1.7mm。
小児や眼裂の狭い患者様の測定も容易です。



車椅子の患者様や乳幼児、外来や往診など、
人と場所を選ぶことなく使用できます。



測定はわずか数秒で完了します。
正確で再現性の高いデータが得られます。



測定結果はBluetooth機能を使って
プリンタで印刷することができます。

+ 外来だけでなく、手術室や緊急処置室での測定にも適しています。



TA031 アイケア ic200手持眼圧計

1,280,000円(税別)

製品構成 アイケアic200手持眼圧計本体
ディスポーザブルプローブ100本、プローブベース、単3アルカリ電池4本、取扱説明書
操作ガイド、保証書、キャリングケース

消耗品 TA031-1 ディスポーザブルプローブ100本入り 18,000円(税別)
TA031-2 プローブベース 11,000円(税別)

仕様

製品番号	TA031
測定範囲	7~50mmHg
データ保存	100件
寸法	43mm(W)×104mm(H)×214mm(L)
重量	約260g(電池込み)
電源	単3アルカリ電池 4本
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器
医療機器認証番号	231AKBZX00006000
製造業者	アイケア フィンランド社 (Icare Finland Oy)



TA670 卓上 壁掛けスタンド アイケア ic200用

28,000円(税別)

アイケアic200手持眼圧計専用のスタンドです
卓上 壁掛け 2通りのご使用ができます

幅130mm × 高さ295mm × 奥行き160mm(卓上)/115mm(壁掛け)



M.E.Technica

株式会社 エムイーテックニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4

大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706

TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866

TEL.06-6829-7912 FAX.06-6829-7922

TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

TEL.092-432-3740 FAX.092-432-3741

最新情報はホームページで

www.mettechnica.co.jp

E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります
製造販売業許可番号 13B2X00180

201906-1-5000