

ツインポール電動光学台

K-1462



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp



K-1462

ツインポール電動光学台



主な仕様

テーブルサイズ	W900×D550mm
テーブル高さ	H630～880mm
重量	40kg
最大搭載重量	80kg
連続運転	150秒以内
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1500W (内コンセント800W)

価格 (税別標準小売価格)

K-1462	ツインポール電動光学台	¥ 298,000
K-1462D1	患者椅子連動スイッチ丸座用(有線タイプ)	¥ 20,000
K-1462D2	患者椅子連動スイッチフラット用(有線タイプ)	¥ 20,000
K-1462D3	患者椅子連動スイッチ電波用(無線タイプ)	COMING SOON
K-1462C	トランス取付金具	¥ 5,000

車椅子診療に最適

車椅子診療をよりスムーズに行えるよう、脚部をツインポール、そしてゆとりのあるテーブルサイズを採用しました。また、車椅子挿入時の安全性を考慮し、ベース部を斜めにカットしております。

多彩な機器に対応する汎用性

視野計のみならず多彩な機器に対応できるテーブルサイズとなっております。

安心・安全機能

被検者側に設けた、セーフティーボードにより、テーブル上下動操作時などにおけるトラブルを回避することが可能です。



便利な収納スペース

側面に視野用紙入れ、検者側前面に小物入れが標準装備されております。



患者椅子連動スイッチ

イナミ製電動患者椅子の操作を行うことが可能です。有線用、電波用がございます。




トランス取付金具

イナミ製スリットランプ電源の取付用金具です。(※トランスは別売となっております)



外観図



Inami 株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市中東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※ 本カタログ記載価格は、すべて2012年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※ 製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。

製造販売業許可番号 13B1X00048