

カネカ涙道チューブ EY-N2

LACRIFAST CL


涙液・涙道
シリコンチューブ

LACRIFAST CL

Ordering Information

製品名	カタログ番号	概要	包装単位	JANコード
LACRIFAST CL (スタンダード type)	LF2-CL105	【外 径】1.0mm 【全 長】105mm 【付属品】ブジー	2セット/箱	4540778166066
LACRIFAST CL (ショート type)	LF2-CL090	【外 径】1.0mm 【全 長】90mm 【付属品】ブジー	2セット/箱	4540778166073


製品仕様



製品名	チューブ径	細径部外径	全長	チューブ長	ブジー挿入口位置
LACRIFAST CL (スタンダード type)	1.0	0.7	105	40	30
LACRIFAST CL (ショート type)	(内径0.5)	0.7	90	32.5	24

材質: ポリウレタン樹脂混合物

ブジー 製品仕様



製品名	外径	有効長	先端マーク位置
LACRIFAST CL (スタンダード type)	0.5	55	30
LACRIFAST CL (ショート type)	0.5	55	24

材質: ステンレス鋼 ポリプロピレン(ハンドル)

STERILE EO エチレンオキサイドガス滅菌済



再使用、再滅菌しないでください。



使用上の注意、必ず添付文書をご覧ください。

販売名: カネカ涙道チューブ EY-N2
医療機器認証番号: 226ADBZX00221000
保険医療材料請求区分: 涙道チューブ

※「ラクリファースト」Lacrifastは(株)カネカの登録商標です。

製造販売元
株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島 2-3-18 TEL.06-6226-5256

販売元
株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8(天王洲パークサイドビル) TEL.03-5461-3080
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島 2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.06-6226-4505