



「安定感」・「安心感」を追求した
ワンランク上の処置用顕微鏡。



イナミ 外 来 処 置 用 顕 微 鏡 ク ー ボ ラ

L-0990

外来処置用顕微鏡 クーボラ

L-0990FB



受注生産品

外来処置用顕微鏡 クーボラ フラットベース仕様

0660-7

FEATURES



オート上下スライダー

オートマティックの上下スライダーを採用することにより、術中の微妙な焦点距離を直感的に微調整することが可能です。フットペダルによる操作の為、手元は常に患者さまに集中できます。



可動式鏡頭 <ラクミエールα>

OPTION

可動式鏡頭ラクミエールαを利用すれば、通常傾斜45°の鏡頭を0°~90°において無段階角度調節することが可能です。
「ベッドの高さ調節ではベストポジションが得られない」、「姿勢を変えて処置を行いたい」などの場合に大変便利です。



ランプチェンジャー

予備電球の装備が可能で、緊急時には、ケーブルの抜き差しをのみの簡単操作で電球の切り替えが可能です。



双眼側視鏡

OPTION

取り付けにはビームスプリッターが必要となります。



L-0990FB フラットベース仕様

フラットベースを使用すれば、処置用ベッドの下に収納することも可能です。更なる省スペース化を実現します。



3CMOS フルハイビジョンカメラ

多彩な機能、映像出力を可能とするフルハイビジョンカメラ。取り付けにはビームスプリッターが必要です。



L-0541
ビームスプリッター
(MS-4)



L-0541DF
ビームスプリッター
(フリップアップP=24 MS=57A)



L-0574 (F=38mm)
L-0564 (F=50mm)
L-0544 (F=100mm)
CマウントTVカメラアダプター

SPECIFICATIONS

顕微鏡・照明部	形式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	ドラム回転式5変倍
	接眼レンズ	12.5倍 ハイアイポイント
	総合倍率	3.2、4.8、8、12.8、20倍
	視野径	Φ51 ~ Φ8
	眼福調整	50~75 mm
	焦点距離	175 mm
	視度調整	-6D ~ +5D
	照野径	Φ45
	照度	115,000Lux(最大)
	フィルター	コバルト、ブルー、防熱、1/2ND
	ティルティング角度	-7 ~ +18°
	焦点調整上下微動	電動式 微動量40 mm
	ベーススタンド	可搬型 H形ベーススタンド(キャスター付)
	設置方式	キャスターストップバー式
電源部	照明電球	ハロゲン電球 15V150W
	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	210VA
	主電源	6.3A 250V
	電源スイッチ	5.0A 250V
形状	本体重量	約60kg
	本体寸法	1450(W)×650(D)×1700(H)

■ 本体価格

L-0990	外来処置用顕微鏡 クーボラ	¥ 900,000
L-0990FB	フラットベース仕様 受注生産品	¥ 950,000

■ オプション・関連商品

L-02LM	可動式鏡頭ラクミエールα	¥ 280,000
L-0542CB	双顔側視鏡	¥ 390,000
L-0800HD	3CMOSフルハイビジョンカメラ	¥ 920,000
L-0541	ビームスプリッター	¥ 150,000
L-0541DF	ビームスプリッター(フリップアップP=24 MS=57A)	¥ 198,000
L-0574	CマウントTVアダプター(F=38mm)	¥ 220,000
L-0564	CマウントTVアダプター(F=50mm)	¥ 220,000
L-0544	CマウントTVアダプター(F=100mm)	¥ 220,000