


Photon II 2X 照明装置

高輝度照明を実現した多目的照明装置

最新の23・25gaシステムによる網膜硝子体手術に最適な輝度が得られます。
デュアルポートシステムにより2系統の照明プローブが接続可能です。



23ga & 25ga Photon 用照明プローブ



WS-56.02.23P
WS-56.02.25P
スティッフシャフト
照明プローブ P



WS-56.21.23P
WS-56.21.25P
スティッフシャフト
WF照明プローブ P



WS-56.50.25P
Awh シャンデリア
照明プローブ P



WS-56.53.23P
WS-56.51.25P
Awh シャンデリア
カニューレ用照明プローブ P



WS-56.12.23P
WS-56.12.25P
ワイドフィールドシールド
照明プローブ P



WS-56.30.23P
WS-56.30.25P
インフュージョン付
照明プローブ P

23ga & 25ga Photon 用レーザープローブ



WS-55.62.23P
WS-55.62.25P
照明付
レーザープローブ 直



WS-55.69.25P
照明付
レーザープローブ 曲

Photon II 2X 仕様

カタログNo. : Photon II 2X
電 源 : 100V. 50/60HZ
使用電球 : 100 watt
Mercury vapor Lamp
色 温 度 : 4300° K
UV Cut Filter : 435nm
寸 法(mm) : W245xD230xH165

医療用具承認番号 : 21000BZY00380000

製造販売業許可番号 : 13BY006309