

タカラベルmont

Doctor Stool Series

診療をやさしく

サポートする

タカラベルmont

ドクターstuhl

あたらしい

診療空間が生まれます。




※写真の製品は、品番DR-006Nです。

ドクターstuhl ガスstuhl



DR-006N

- || 初高：460mm
- || ストローク：190mm
- || 本体昇降機構：ガス圧式手動操作
- || 製品質量：10kg




ドクターstuhl ガスstuhl



DR-007FD

- || 初高：500mm
- || ストローク：195mm
- || 本体昇降機構：ガス圧式フット操作
- || 背モタレ上下調節：マニュアル操作
- || 製品質量：18kg




ドクターstuhl ガスstuhl



DR-008FD

- || 初高：495mm
- || ストローク：195mm
- || 本体昇降機構：ガス圧式フット操作
- || 製品質量：17kg




ドクターズツール ハイドロックスツール

ベースは手術台に接近しやすい
コンパクトサイズのドクターズツールです。



HY-1200

- 初高：465mm
- ストローク：200mm
- 本体昇降機構：ハイドロリックポンプ・足踏み昇降式
- シート回転：マニュアル操作360°回転
(回転ロック機構有り)
- 手すり前後・上下調節：マニュアル操作
- アジャスター：ワンタッチアジャスター1個付
- 製品質量：27kg



マイクロサージェリースツール

電動油圧スツール



オプションテスリ(DR-010N-N)

- テスリ前後調節：マニュアル操作
- テスリ上下調節：マニュアル操作




オプションテスリ(DR-010N-SV)

- テスリ上下調節：マニュアル操作 100mm
- テスリ前後調節：マニュアル操作 ±80mm
- テスリ縦転機構：マニュアル操作 -30°~+55°

DR-010N

DR-010N-N
(オプションテスリ付き)

- 本体昇降機構：電動油圧式、フットスイッチ操作
- キャスターロック機構：マニュアル操作
- 背モタレ上下調節：マニュアル操作
- ステップ高さ調節：マニュアル操作(4段階調節)
- 電気定格：100V 50/60Hz 330/400W
- 操作電圧：DC12V
- 製品質量：67kg (テスリなし)




ドクターズツール ハイドロックスツール



背モタレはオプションです

HY-1100

- 初高：460mm
- ストローク：200mm
- 本体昇降機構：ハイドロリックポンプ・足踏み昇降式
- シート回転：マニュアル操作360°回転
(回転ロック機構有り)
- アジャスター：ワンタッチアジャスター1個付
- 製品質量：18kg(背モタレなし)




ドクターズツール 電動油圧スツール



DR-010DN

- 初高：450mm
- ストローク：180mm
- 本体昇降機構：油圧電動式、フットスイッチ操作
- 電気定格：AC100V 50/60Hz 330/400W
- 製品質量：29kg




ドクターズツール 電動油圧スツール

最低位36cmを実現した
電動式ドクターズツール



UR-10S

- 初高：360mm
- ストローク：210mm
- 本体昇降機構：電動油圧式、フットスイッチ操作
- 電気定格：AC100V 50/60Hz 300/370W
- 製品質量：28kg



患者さんをやさしくサポート

タカラベルmont ペイシエントスツール

ペイシエントスツール DR-070

Point 1

床面との段差を抑え
患者さんのつまづきを
防止すると共に
安定感のあるベース形状

Point 2

無線タイプでは、患者さんの
動線からフットスイッチの
コードを無くす事ができ、
コードにつまづく等の
危険性を軽減

Point 3

広域センシング方式により、
コードレスフットスイッチの
信号を確実にキャッチ

無線タイプは8チャンネル
(同じフロアにおいても
8台まで識別作動対応できます。)

有効作動距離 2m
有効作動範囲 100°

(フットスイッチの発信面が
イスの受光部の方向を向いた状態で、
当社検証データによる)



背もたれ付仕様


アシスタント用本体昇降
フットスイッチを、本体
ベース部に標準装備
患者さんを介助しながらの
高さ調整が可能

カラーバリエーション



背もたれ無仕様	DR-070	フットスイッチ有線タイプ
	DR-070WL	フットスイッチ無線タイプ
背もたれ付仕様	DR-070-B	フットスイッチ有線タイプ
	DR-070WL-B	フットスイッチ無線タイプ

外形寸法図 (背もたれ付仕様)



本体仕様表

初高(シート上面)	420mm~550mm
ストローク	130mm
ベース径	400mm
シート径	390mm
製品質量	14kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 1.0A
製造販売届出番号	28B1X00012000015

●無線タイプフットスイッチ 単3乾電池4本使用

タカラベルmont株式会社

●お問い合わせは…

●大阪本社
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部
札幌 TEL.(011)863-2139 大阪 TEL.(06)6211-5947
仙台 TEL.(022)231-3458 岡山 TEL.(086)233-8826
東京 TEL.(03)3401-9795 広島 TEL.(082)277-6700
金沢 TEL.(076)221-8412 福岡 TEL.(092)474-7306
名古屋 TEL.(052)931-5163 鹿児島 TEL.(099)226-9481

●商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
●価格、仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

安全にお使いいただくために

- ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<http://www.takarabelmont.co.jp>



100D080705.UP
YY-ME285

●このカタログは2008年7月現在のものです。
●カタログ掲載の価格には消費税は含まれておりません。