


従来の硝子体カッターの内筒に更にポートを作成し、1アクションで2カットを実現しました。カットレートを上げてても、吸引量は一定に保たれます。



AU-6268NMD04S
ディスポ TDC 硝子体カッター-6000
27G(0.4mm) 6本入



AU-6268NMD05S
ディスポ TDC 硝子体カッター-6000
25G(0.5mm) 6本入



AU-6268NMD06S
ディスポ TDC 硝子体カッター-6000
23G(0.6mm) 6本入

※表紙のカッターカバーは、今後に付属する予定です。

UltraSpeed Transformer


TDC カッターは UST(ウルトラスピードトランスフォーマー)に接続して使用します。

最大カットレート 6000cpm

AU-1265UST
ウルトラスピード トランスフォーマー
認証番号: 225AGBZX00053000



Aspiration 25G vitrectome @ max mmHg



日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所: 〒465-0092 愛知県名古屋市中区社台2-128 パティーナ社台
福岡営業所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.(06)4794-8220(代)FAX.(06)4794-8222
TEL.(03)5816-1480(代)FAX.(03)5816-1483
TEL.(052)760-3955(代)FAX.(052)760-3956
TEL.(092)437-5180(代)FAX.(092)437-5181